



carevix®

Carevix – bewezen effectief, zonder medische ingrepen

Voor veel vrouwen is het laten plaatsen van een spiraal een angstig moment. Voor 3 op de 10 vrouwen is deze angst zelfs een reden om af te zien van een spiraal¹. Dit kan anders!

Carevix vermindert pijn bij spiraalplaatsing tot wel 73%² en biedt een vrouwvriendelijk alternatief voor de aanhaaktang. Het maakt gebruik van zuigkracht om de baarmoedermond vast te pakken. Het resultaat? Niet alleen significant minder pijn, maar ook minder bloedverlies zonder medische ingrepen.

>300

eerstelijns
praktijken
werken met
Carevix

>2500

succesvolle
plaatsingen met
Carevix

tot
73%

minder pijn²

Bewezen effectief in het verminderen van pijn

In een single blinded gerandomiseerde studie is de effectiviteit van Carevix in de verschillende fasen van de spiraalplaatsing aangetoond².

Aantal
patiënten

100


48

Carevix

52

Tenaculum

Pijnscores - gehele populatie



Het resultaat: significant lagere pijnscores tot 53%. Bij nullipara leidde het gebruik van Carevix zelfs tot een pijnvermindering tot 73%².

SAMEN MAKEN WIJ HET VERSCHIL

Samen met 41 zorgverleners is in de Benelux een succesvolle pilot uitgevoerd, waarbij meer dan 500 spiraalplaatsingen werden geregistreerd. Wat blijkt uit de resultaten? Zorgverleners zijn positief over het zicht en de trekkracht van Carevix, en ook vrouwen geven aan tevredener te zijn over hun spiraalplaatsing. De Benelux pilotdata komen hiermee overeen met eerder gepubliceerde real-world data.



Belangrijkste resultaten:



Voldoende zicht en trekkracht bij het gebruik van Carevix



De positie van de baarmoeder en de fase van de cyclus hebben geen invloed



Carevix is geschikt voor zowel nullipara als multipara



90% vindt het gemakkelijk in gebruik en zou het aanraden aan collega's

Voor het European Society of Contraception Congres in Belgrado (mei 2026) zijn meerdere abstracts over Carevix ingediend, waaronder één van onze Benelux-pilotdata.



Praktische Informatie:

Beschikbare materialen

- [Informatiefolders](#)
- [Gebruikersinstructie](#)

Carevix is verkrijgbaar via:

- [Titus Health Care webshop](#)
- Apotheek met ZI-nummer 17440688

WHAT'S NEXT!

Alle enquêtes en feedback uit de praktijk zijn zorgvuldig verzameld en teruggekoppeld aan de producent. Op basis van deze inzichten worden nu concrete verbeteringen doorgevoerd. De komende periode kun je onder andere productverduurzaming verwachten in de vorm van duurzamere materialen zoals bioplastic, een kleinere zuigkop voor meer gebruiksgemak en zelfs de ontwikkeling van een herbruikbare Carevix.

1. Ipsos & Ava. (2025). Pijn bij spiraalplaatsen: Onderzoek naar ervaringen en percepties van vrouwen. Ipsos. <https://206.wpcdnnode.com/ipsos-publiek.nl/wp-content/uploads/2025/01/24066175-ava-spiraalpijn-rapport-v3.0-voor-publicatie.pdf>

2. Yaron, M., et al. (2023). Safety and efficacy of a suction cervical stabilizer for intrauterine contraceptive device insertion: Results from a randomized, controlled study. *Contraception*, 123, 110004. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2023.110004>